


Нова фаза Kinetex[®] Phenyl-Hexyl

Фирма Phenomenex представя най-новия член на семейството стационарни фази Kinetex[®] – стационарната фаза Kinetex Phenyl-Hexyl, изготвена по Core-Shell технологията.



Фазата Kinetex Phenyl-Hexyl има фенилна група, прикрепена към частицата чрез хексилна връзка, което определя нейната ароматна и хидрофобна селективност. Kinetex Phenyl-Hexyl се предлага с размер на частиците 2.6µm и 1.7 µm.

Колоните Kinetex Phenyl-Hexyl са на промоционална цена до 31.12.2011 г..

Kinetex фазите, създадени по Core-Shell технологията се характеризират с частици, които са изградени от твърдо ядро и пореста обвивка. Тази технология позволява да се постигне:

- Максимална производителност
- Отлично качество на хроматограмите
- Намаляване на разходите за разтворители

Подходящата колона Kinetex може да определите като ползвате програмата Calculator от страницата на Phenomenex - www.phenomenex.com/Tools/KinetexCalculator



Изберете Вашата колона Kinetex Phenyl-Hexyl

Каталожен №	Описание
00B-4495-AN	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 50 x 2.1 mm
00B-4495-E0	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 50 x 4.6 mm
00B-4500-AN	Kinetex 1.7µm Phenyl-Hexyl 100Å UHPLC Column 50 x 2.1 mm
00C-4495-AN	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 75 x 2.1 mm
00C-4495-E0	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 75 x 4.6 mm
00D-4495-AN	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 100 x 2.1 mm
00D-4495-E0	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 100 x 4.6 mm
00D-4495-Y0	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 100 x 3.0 mm
00D-4500-AN	Kinetex 1.7µm Phenyl-Hexyl 100Å UHPLC Column 100 x 2.1 mm
00F-4495-AN	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 150 x 2.1 mm
00F-4495-E0	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å HPLC Column 150 x 4.6 mm
00F-4500-AN	Kinetex 1.7µm Phenyl-Hexyl 100Å UHPLC Column 150 x 2.1 mm
KH0-8956	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å 3-Column Batch Valid Kit, 100 x 4.6mm
KH0-8957	Kinetex 2.6µm Phenyl-Hexyl 100Å 3-Column Batch Valid Kit, 50 x 2.1mm
KH0-8958	Kinetex 1.7µm Phenyl-Hexyl 100Å 3-Column Batch Valid Kit, 50 x 2.1mm



Удължете живота на своята Kinetex[®] колона или всяка друга колона с размер на частиците под 2 µm като използвате предколонка SecurityGuard ULTRA
Вижте повече на: www.phenomenex.com/SecurityGuardultra

Каталожен №	Описание
AJ0-8768	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C18 for 4.6mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8770	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C8 for 4.6mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8772	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC HILIC for 4.6mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8773	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC PFP for 4.6mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8774	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC Phenyl-Hexyl for 4.6mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8775	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C18 for 3.0mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8777	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C8 for 3.0mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8779	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC HILIC for 3.0mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8780	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC PFP for 3.0mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8781	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC Phenyl-Hexyl for 3.0mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8782	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C18 for 2.1mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8784	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC C8 for 2.1mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8786	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC HILIC for 2.1mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8787	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC PFP for 2.1mm ID Columns, 3 pk
AJ0-8788	SecurityGuard ULTRA Cartridges UHPLC Phenyl-Hexyl for 2.1mm ID Columns, 3 pk
AJ0-9000-1	SecurityGuard ULTRA Holder for UHPLC Columns from 2.1 to 4.6mm ID, 1 pk

СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ!

При закупуване на колона Kinetex Phenyl-Hexyl и комплекта SecurityGuard ULTRA получавате допълнителна отстъпка от 35%.
Промоцията е валидна до 23.12.2011 г.

Цена оферта и допълнителна информация може да поискате на e-mail: sofia@chromservis.bg или rousse@chromservis.bg.